



senectovia®




SENECTOVIA
one

senectovia medizinaltechnik

Produktmerkmale

- Grosszelliges Wechseldrucksystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus Polyurethan beschichtetem Nylon und eingenähter 50 mm hoher Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Text™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit „Soundless-Air-Room-Technologie™“.
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Abknicksichere Luftzufuhrschläuche.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 40 bis 110 kg mittels Drehknopf.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch. Es ermöglicht ein optimales Einsinken des Patienten.
- Durch die so vergrösserte Auflagefläche erreicht die SENECTOVIA one eine effektive Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netzkabel.



TECHNISCHE DATEN

SENECTOVIA one

Matratze

Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 10 Watt
Zyklus: 10 Min. 1 in 2

Abmessung (LxBxH)
– Aggregat: 300 x 250 x 130 mm
– Auflage: 2000 x 900 x 180 mm

HOTLINE: 044 735 35 44



senectovia®

senectovia
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

CE